



M 8034

Genetická laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189

Genetika Plzeň

Adresa pracoviště:

Genetika Plzeň, s.r.o., Nepomucká 159/A, 326 00 Plzeň

Telefon: 377 241 529, 603 174 793

Průvodka na CYTOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ

Razítko a podpis, včetně IČP, adresy a kontaktu na žadatele:	Odběr provedl:	Datum/čas odběru:	Číslo karty:
	Vzorek přijal:	Datum/čas přijetí v laboratoři:	Číslo vzorku:

Informace o pacientovi

Jméno:	DG:
RČ. pojištěnce:	Bydliště:
Zdravotní pojišťovna:	Telefon:

Odebraný materiál

Periferní krev	Fetální krev	Plodová voda	CVS	Spermie	Potracená tkáň
Chromozomální vyšetření (karyotyp)	Chromozomální vyšetření (karyotyp)	Chromozomální vyšetření (karyotyp)	Chromozomální vyšetření (karyotyp)	Vyšetření spermioqramu (pohyb, morfologie, koncentrace spermií)	Chromozomální vyšetření (karyotyp)
G-pruhy		G-pruhy		Spermioqram	G-pruhy
C-pruhy		C-pruhy		Kapacitace spermií (AIH)	C-pruhy
Klasicky (ZCA)		FISH		Další údaje, poznámky	FISH
FISH		Kultivace pro DNA vyšetření			Kultivace pro DNA vyšetření
Další údaje, poznámky	Určení pohlaví plodu (sdělení)				Další údaje
	ANO	NE			QF PCR
	Další údaje			Délka těhotenství (dle ultrazvuku)	
	QF PCR				
	Délka těhotenství (dle ultrazvuku)				
Vacurette – heparin (zelené víčko)	Vacurette – žluté víčko	Vacurette – heparin (zelené víčko)	Vacurette – heparin (zelené víčko)	Sterilní kontejner – červené víčko Nutno vyšetřit do 30 minut od odběru!	Sterilní kontejner s fyziologickým roztokem

Odběrový systém

Odebírající svým podpisem na průvodce ručí za správný odběr vzorku a jeho transport dle Laboratorní příručky.