



M 8034 Genetická laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189:2013

**Adresa pracoviště:**  
genetická laboratoř  
Genetika Plzeň, s.r.o., Parková 1254/11a, 326 00 Plzeň  
Telefon: +420 377 241 529, 603 174 793

# Genetika Plzeň

## PRŮVODKA NA IMUNOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Razítko, podpis, IČP, adresa, kontakt žadatele:	Odběr provedl:	Datum / čas odběru:	Číslo karty:
	Vzorek přijal:	Datum / čas přijetí v laboratoři:	Číslo vzorku:

### INFORMACE O PACIENTOVI

Jméno:	Pohlaví:	Bydliště:
Příjmení:	<input type="checkbox"/> ŽENA <input type="checkbox"/> MUŽ	Telefon:
Číslo pojištěnce:	Datum narození:	E-mail:
Zdravotní pojišťovna:		Diagnóza:

ODEBRANÝ MATERIÁL / ODBĚROVÝ SYSTÉM	ANTIFOSFOLIPIDOVÉ PROTILÁTKY PROTI	PROTILÁTKY PROTI	VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU
<b>Periferní krev</b> Vacuette - Z Serum Clot Aktivátor (červené víčko)	ph - serinu IgG, IgM	Spermiím	Pohyb, morfologie, koncentrace spermií
<b>Ovulační sekret</b> Kapiláry	ph - ethanolaminu IgG, IgM	Zona pellucida	Spermiogram
<b>Peritoneální tekutina</b> Sterilní zkumavky	ph - inositolu IgG, IgM		Kapacitace spermií (AIH)
<b>Folikulární tekutina</b> Sterilní zkumavky	kys. fosfátové IgG, IgM	<b>INTRAAKROZOMÁLNÍ ENZYMY (HS8, HS14)</b>	<b>Délka pohlavní abstinence</b> (počet dní):
<b>Ejakulát</b> Sterilní kontejner - červené víčko	ph - glycerolu IgG, IgM		<b>DALŠÍ ÚDAJE A POZNÁMKY</b>
	kardiolipinu IgG, IgM	Poznámky:	
	beta 2 - glykoproteinu I, IgA, IgG		
	annexinu V		

Odebírající svým podpisem na průvodce ručí za správný odběr vzorku a jeho transport dle Laboratorní příručky. Akreditované metody viz. [www.genetika-plzen.cz](http://www.genetika-plzen.cz)